

Vorbereitung

# Instrumentenwartung und -aufbereitung



**Winkelstück** ⇒ Bohrer aus der Spannzange entfernen

⇒ Kopf wenn möglich zur separaten Pflege abnehmen

**Turbine** ⇒ Bohrer aus der Spannzange entfernen

Die Turbinen, Hand- und Winkelstücke in einen ordentlich vorbereiteten, nicht kontaminierten Raum zur Reinigung bringen.



Manuell Äußere Oberflächen der rotierenden Instrumente mit fließendem

Wasser (<38 Grad, demineralisiertes Wasser empfohlen) reinigen.

**Maschinell** Die Reinigung sollte maschinell in einem Reinigungs- & Desinfektionsautomaten erfolgen.

(z.B. bei 55°C für 5 Minuten; mit flüssigem, alkalischem Reinigungsmittel / kein Pulver !!!)

**Achtung** Alle beweglichen Teile abnehmen und separat reinigen.

Grundsätzlich sollte anschließend eine zusätzliche Reinigung und Pflege,

z.B. in der NSK iCare, KaVo Quattro Care, o.ä. erfolgen.



### **Desinfektion**

Reinigung

Manuell Die Reinigung kann manuell mit medizinischen Reinigungstüchern erfolgen

(mindestens 2 Minuten). Die Reinigungstücher müssen DGHM gelistet sein.

Maschinell Die Desinfektion sollte thermisch in einem Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

mit einem A0-Wert von ≥ 3000 (EN 15883) erfolgen (z.B. bei 93°C für 5 Minuten).



#### Unverzichtbar nach jeder Thermodesinfektion und vor der Sterilisation

#### Schmieren

**Manuell** Instrumente mit vom Hersteller vorgegebenem Pflegemittel schmieren.

Spraynebel mit Tuch vermeiden. Überschüssiges Schmiermittel austreiben.

Bei starkem Schmutzaustritt wiederholen.

Bei Airscalern 2-3 Tropfen Pflegeöl auf den Antriebsluft-Anschluss des Scalers

geben und auf der Kupplung 5 Sekunden laufen lassen.

**Maschinell** Rotierende Instrumente mit einem Pflegegerät reinigen, schmieren.

**Wichtig** Mindestens 1x wöchentlich Spannzangen mit passendem Pflegeansatz eine Sekunde von

vorne in das Spannsystem sprühen. Mindestens 1x wöchentlich die Motorhülse von den Motoren abnehmen und Ölrückstände mit einem trockenen Tuch abwischen.



#### Winkelstück & Turbine

 $\Rightarrow\,$  einzeln in einem Sterilisationsbeutel versiegeln

**Sterilisation** 

**Aufbewahrung** 

Die Sterilisation sollte in einem Dampfsterilisator mit fraktioniertem Vorvakuum erfolgen, bei einer Temperatur von 134°C und einer Haltezeit von ≥ 3 Minuten (Kleinsterilisatoren Typ B; Großsterilisatoren nach EN 285). (Herstellerangaben beachten.)

Nach der Sterilisation ist keine Schmierung notwendig, zumal hierdurch

auch die Sterilität aufgehoben würde.



#### Winkelstück & Turbine

Instrumente unmittelbar nach einem Sterilisationszyklus aus dem Autoklav nehmen, um jegliches Risiko einer Kontaktkorrosion zu vermeiden. In einem staubfreien, sterilisierten Behälter aufbewahren oder für die nächste Anwendung in ein Behandlungszimmer bringen.

Vor der Wiederverwendung Instrumente (Unterteile mit eingesetzten Köpfen) auf die Motorkupplung aufstecken, einige Sekunden laufen lassen und eventuell austretendes Pflegeöl abwischen, evtl. mit Wasser durchspülen.



## Hinweise zu Wartung & Infektionskontrolle

Mit ordentlich gewarteten Instrumenten können Sie Ihre täglichen Arbeiten effizienter, komfortabler und vertrauensvoller durchführen. Bitte tragen Sie zur Minimierung der Infektionsgefahr bei der Aufbereitung Ihrer Instrumente immer Schutzhandschuhe und entsprechende Schutzkleidung.

#### **Wichtige Hinweise**



Symbol geeignet für Thermodesinfektor Produkte können in einem Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.



Instrumente und Turbinen müssen 2x täglich oder vor jeder Sterilisation mit geeigneten Pflegeprodukten gepflegt werden.



Instrumente mit diesem Symbol sind in Autoklaven bis max 135°C sterilisierbar. Instrumente müssen vor jeder Sterilisation gepflegt werden! Nach der Sterilisation Instrumente immer sofort aus dem Sterilisator nehmen!



Vor Beginn der Wiederaufbereitung Bohrer aus dem Spannsystem entfernen.



Winkelstücke, Turbinen und Instrumente **nicht** in Desinfektionslösungen bzw. im Ultraschallgerät einlegen.



Mindestens 1x wöchentlich sollte das Spannsystem der Instrumente und Turbinen mit geeigneten Pflegespray gereinigt werden.

**Unsere Empfehlungen** 

- die visuelle Überprüfung Ihrer Instrumente auf Lockerung und/oder Beschädigung unmittelbar nach jeder Behandlung
- · Verwendung von Schutzkleidung (reißfeste Handschuhe, Schutzbrille, Mund- und Nasenschutz) immer!!! (Eigenschutz!)
- die Einhaltung der in den Bedienungshandbüchern und anderen Dokumentationen der Hersteller beschriebenen Anweisungen
- Verwendung von demineralisiertem Wasser zum Abwaschen von Instrumenten

#### Warnung

- Tauchen Sie die Hand- und Winkelstücke nicht in Desinfektionslösung
- Verwenden Sie kein Ultraschallbad zur Reinigung von Hand- und Winkelstücken
- · Mikromotoren sind wartungsfrei, bitte nicht schmieren



Bei uns bleiben kleine Reparaturen günstig, bei größeren Reparaturen profitieren Sie von unserer Kostenbremse.

Wir reparieren ALLE Geräte aller Hersteller aus Praxis und Labor.

REPARATUR
BOX
SERVICE
Kostenfreie Transportbox und Abholung

+49 (0) 2166 99898-0